

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFUROXIMA - CRX 30, DISCO COM 30 ug .

LOTE: 2899CRX

FABRICAÇÃO: 08/20

VALIDADE: 08/22

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 33,0 mm | (27 – 35 mm) |
| Escherichia coli ATCC 25922 | 26,0 mm | (20 – 26 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 0,5 mm | ≤ 2,5 mm |

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.
- Manter os discos de CEFUROXIMA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 11 de setembro de 2020.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001