

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ENROFLOXACINA DISCO COM 05 ug (ENO 05)

LOTE: 2900ENO FABRICAÇÃO: 09/20 VALIDADE: 09/22

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(23 - 29 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(27 - 35 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.
- Manter os discos de ENROFLOXACINA entre - 20°C a +8°C. Utilizar no Máximo em 30 dias apo a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 11 de setembro de 2020.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001