

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SULFONAMIDAS DISCO COM 300 ug (SUL 300)

LOTE: 2912SUL FABRICAÇÃO: 10/20 VALIDADE: 10/22

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,0 mm	(24 – 34 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	23,0 mm	(15 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.
- Manter os discos de SULFONAMIDAS entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de outubro de 2020.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001