

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

OXACILINA                      DISCO COM 01 ug (OXA 01)

LOTE: 2914OXA              FABRICAÇÃO: 10/20              VALIDADE: 10/22

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	24,0 mm	(18 - 24 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.
- Manter os discos de Oxacilina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 29 de outubro de 2020.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001