

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)**

BACITRACINA                      DISCO COM 0,04UI                      (BAC 0,04)

LOTE: 2934BACID                      FABRICAÇÃO: 01/21                      VALIDADE: 01/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Streptococcus pyogenes ATCC 19615 - Grupo A	16,0 mm	(10 – 18 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9259973 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de BACITRACINA Identificação entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 02 de fevereiro de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001