

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ERTAPENEM                      DISCO COM 10 ug    (ERT 10)

LOTE: 2952ERT                      FABRICAÇÃO: 03/21                      VALIDADE: 03/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	( 24 - 31 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	36,0 mm	( 29 - 36 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	20,0 mm	( 13 – 21 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.

Manter os discos de Ertapenem armazenados entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 25 de março de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001