

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

LINCOMICINA      DISCO COM 02 ug      ( LIN 02 )

LOTE: 2954LIN      FABRICAÇÃO: 03/21      VALIDADE: 03/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	27,5 mm	(22 - 30 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 9287929 com validade em 30/09/2021.
- Manter os discos de Lincomicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 07 de abril de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001