

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFALOTINA DISCO COM 30 ug ( CFL 30 )

LOTE: 2965CFL FABRICAÇÃO: 05/21 VALIDADE: 05/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	37,0 mm	( 29 – 37 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	20,0 mm	( 15 – 21 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.
- Manter os discos de Cefalotina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 15 de maio de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001