

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

AMICACINA                      DISCO COM 30 ug                      (AMI 30)

LOTE: 2970AMI                      FABRICAÇÃO: 05/21                      VALIDADE: 05/23

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 25923	26,0 mm	( 20 – 26 mm )
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	24,0 mm	( 18 – 24 mm )
Escherichia coli	ATCC 25922	26,0 mm	( 19 – 26 mm )
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 27853	26,0 mm	( 18 – 26 mm )
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.

- Manter os discos de AMICACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 25 de maio de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001