

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

TEICOPLANINA                      DISCO COM 30 ug    (TEC 30)

LOTE: 2974TEC                      FABRICAÇÃO: 05/21                      VALIDADE: 05/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	19,0 mm	(15 - 21 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	21,0 mm	(15 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

**Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0021157 com validade em 30/06/2022.

Manter os discos de Teicoplanina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 17 de junho de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001