

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ENROFLOXACINA DISCO COM 05 ug (ENO 05)

LOTE: 2987ENO FABRICAÇÃO: 06/21 VALIDADE: 06/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,0 mm	(23 - 29 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(27 - 35 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0209766 com validade em 31/07/2022.
- Manter os discos de ENROFLOXACINA entre - 20°C a +8°C. Utilizar no Máximo em 30 dias apo a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 30 de junho de 2021.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001