

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÂNICO DISCO COM 30 ug - AMC 30 (20/10)

LOTE: 3016AMC

FABRICAÇÃO: 09/21

VALIDADE: 09/23

**TESTE QUALITATIVO**

|                                  | Valor obtido | Valor de Referência |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 35,0 mm      | 28 - 36 mm          |
| Escherichia coli ATCC 25922      | 24,0 mm      | 18 - 24 mm          |
| Escherichia coli ATCC 35218      | 21,0 mm      | 17 - 22 mm          |
| Homogeneidade: de acordo         | 0,5 mm       | ≤ 2,5 mm            |

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de Amoxicilina/Ácido Clavulânico entre -20°C a -15°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 27 de setembro de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001