

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SULFADIAZINA/TRIMETOPRIM (SULFAMETRIM) - DISCO COM 25 ug - SZT 25

LOTE: 3018ZT

FABRICAÇÃO: 09/21

VALIDADE: 09/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	( 24 – 32 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	32,0 mm	( 24 – 32 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de Sulfadiazina/Trimetoprim (Sulfametrim) entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 28 de setembro de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001