

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

VANCOMICINA                      DISCO COM 5 ug              (VAN 05)

LOTE: 3029VANE                      FABRICAÇÃO: 10/21                      VALIDADE: 10/23

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	15,0 mm	( 10 – 16 mm )	13,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	23,0 mm	( 17 – 23 mm)	20,0 mm
Homogeneidade: de acordo		0,5 mm	≤ 2,5 mm	

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
- Manter os discos de Vancomicina entre - 20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2021.

Araçatuba, 10 de novembro de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001