

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ESTREPTOMICINA - DISCO COM 300 ug - EST 300

LOTE: 3034ESTHL FABRICAÇÃO: 11/21 VALIDADE: 11/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	20,0 mm	(14- 20 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
- Manter os discos de Estreptomicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 18 de novembro de 2021.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001