

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

LINEZOLIDA                      DISCO COM 30 ug                      (LNZ 30)

LOTE: 3047LNZ                      FABRICAÇÃO: 11/21                      VALIDADE: 11/23

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	31,0 mm	( 25 - 32 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- Utilizou-se Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0237291 com validade em 31/07/2022.
  - Manter os discos de Linezolida armazenados entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 09 de dezembro de 2021.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001