



RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

BACITRACINA - DISCO COM 10 UI (BAC 10)
LOTE: 3050BAC FABRICAÇÃO: 12/21 VALIDADE: 12/23

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	(17 - 22 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0204294 com validade em 31/07/2022.
- Manter os discos de Bacitracina em entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 06 de janeiro de 2022.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001