

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

NEOMICINA                      DISCO COM 30 ug      (NEO 30)

LOTE: 3056NEO                      FABRICAÇÃO: 01/22                      VALIDADE: 01/24

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	24,5 mm	( 18 – 26 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	22,0 mm	( 17 – 23 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de Neomicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 22 de janeiro de 2022.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001