

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)

BACITRACINA DISCO COM 0,04UI (BAC 0,04)

LOTE: 3059BACID FABRICAÇÃO: 01/22 VALIDADE: 01/24

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|---|--------------|----------------|
| Streptococcus pyogenes ATCC 19615 - Grupo A | 17,0 mm | (10 – 18 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 0,5 mm | ≤ 2,5 mm |

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de BACITRACINA Identificação entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 09 de fevereiro de 2022.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001