

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

TEICOPLANINA                      DISCO COM 30 ug    (TEC 30)

LOTE: 3060TEC                      FABRICAÇÃO: 01/22                      VALIDADE: 01/24

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	20,0 mm	(15 - 21 mm)
Enterococcus faecalis ATCC 29212	21,0 mm	(15 - 21 mm)
Homogeneidade: de acordo	2,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

**Meio utilizado:** Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de Teicoplanina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 03 de fevereiro de 2022.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001