

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

LEVOFLOXACINA DISCO COM 05 ug (LEV 05)

LOTE: 3067LEV FABRICAÇÃO: 02/22 VALIDADE: 02/24

**TESTE QUALITATIVO**

|                                   | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923  | 29,0 mm      | (25 – 30 mm)   |
| Staphylococcus aureus ATCC 29213  | 28,0 mm      | (23 – 29 mm)   |
| Enterococcus faecalis ATCC 29212  | 23,0 mm      | (19 – 25 mm)   |
| Escherichia coli ATCC 25922       | 36,0 mm      | (29 – 37 mm)   |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 25,0 mm      | (19 – 26 mm)   |
| Homogeneidade: de acordo          | 1,5 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de LEVOFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 25 de fevereiro de 2022.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001