

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

FOSFOMICINA (+ GLICOSE-6-FOSFATO) DISCO COM 200 ug (FOS 200)

LOTE: 3073FOS FABRICAÇÃO: 02/22 VALIDADE: 02/24

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 33,0 mm | (25 – 33 mm) |
| Escherichia coli ATCC 25922 | 30,0 mm | (22 – 30 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 1,5 mm | ≤ 2,5 mm |

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Manter os discos de FOSFOMICINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Discos de Fosfomicina 200 µg tem adição de 50 µg de glicose – 6 Fosfato.

Araçatuba, 09 de março de 2022.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001