

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

MEROPENEM                      DISCO COM 10 µg    ( MPM 10 )

LOTE: 3078MPM                FABRICAÇÃO: 03/22                VALIDADE: 03/24

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	( 29 – 37 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	( 28 – 35 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	33,0 mm	( 27 – 33 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de Meropenem entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 17 de março de 2022.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001