

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

AMPICILINA DISCO COM 2 ug ( AMP 02 )

LOTE: 3079AMPE FABRICAÇÃO: 03/22 VALIDADE: 03/24

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	20,0 mm	( 15 – 21 mm )	18,0 mm
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	20,0 mm	( 15 – 21 mm )	18,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	30,0 mm	( 25 – 31 mm )	28,0 mm
Homogeneidade: de acordo		0,5 mm	≤ 2,5 mm	

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.

- Manter os discos de AMPICILINA em refrigeração de -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2021.

Araçatuba, 24 de março de 2022.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001