

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

ERTAPENEM DISCO COM 10 ug (ERT 10)

LOTE: 3081ERT FABRICAÇÃO: 03/22 VALIDADE: 03/24

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 31,0 mm | (24 - 31 mm) |
| Escherichia coli ATCC 25922 | 36,0 mm | (29 - 36 mm) |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 19,0 mm | (13 – 21 mm) |
| Homogeneidade: de acordo | 1,5 mm | ≤ 2,5 mm |

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de Ertapenem armazenados entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de março de 2022.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001