

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

RIFAMPICINA - RIF 05 DISCO COM 05 ug

LOTE: 3082RIF FABRICAÇÃO: 03/22 VALIDADE: 03/24

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	34,0 mm	(26 – 34 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	34,0 mm	(30 – 36 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	10,0 mm	(08 – 10 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022
- Manter os discos de Rifampicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de março de 2022.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001