

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

CEFACLOR DISCO COM 30 ug (CFC 30)

LOTE: 3083CFC

FABRICAÇÃO: 03/22

VALIDADE: 03/24

TESTE QUALITATIVO

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 25923	31,0 mm	(27 – 31 mm)
Escherichia coli	ATCC 25922	26,0 mm	(23 – 27 mm)
Homogeneidade:	de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações adicionais:

- Utilizou-se meio Muller Hinton Ágar – DIFCO, lote 0294294 com validade 31/07/2022.
- Manter os discos de Cefaclor entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 08 de abril de 2022.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001