

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SULFONAMIDAS DISCO COM 300 ug (SUL 300)

LOTE: 3089SUL FABRICAÇÃO: 04/22 VALIDADE: 04/24

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,0 mm	(24 – 34 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	23,0 mm	(15 – 23 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.
- Manter os discos de SULFONAMIDAS entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 28 de abril de 2022.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001