

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFADROXIL                      DISCO COM 30 ug ( CFA 30 )

LOTE: 3096CFA

FABRICAÇÃO: 05/22

VALIDADE: 05/24

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	19,0 mm	( 14 – 20 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 0294294 com validade em 31/07/2022.

Manter os discos de CEFADROXIL entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2022.

Araçatuba, 27 de maio de 2022.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001