

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)**

NOVOBIOCINA DISCO COM 5ug (NOV 05)

LOTE: 3126NOVID FABRICAÇÃO: 07/22 VALIDADE: 07/24

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus saprophyticus ATCC BAA 750	7,5 mm	≤ 16 mm
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.  
Manter os discos de Novobiocina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco.  
Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 30 de julho de 2022.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001