

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ÁCIDO PIPEMÍDICO                      DISCO COM 20 ug                      (PIP 20)

LOTE: 3134PIP                      FABRICAÇÃO: 08/22                      VALIDADE: 08/24

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	26,5 mm	(22 – 28 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de Ácido Pipemídico entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 30 de agosto de 2022



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 1201