

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

NEOMICINA                      DISCO COM 30 ug      (NEO 30)

LOTE: 3143NEO              FABRICAÇÃO: 09/22              VALIDADE: 09/24

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	( 18 – 26 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	21,0 mm	( 17 – 23 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de Neomicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 28 de setembro de 2022.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001