



**RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFTAZIDIMA DISCO COM 10 ug (CAZ 10)

LOTE: 3148CAZE FABRICAÇÃO: 09/22 VALIDADE: 09/24

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli ATCC 25922	29,0 mm	(23 – 29 mm)	26,0 mm
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	26,0 mm	(21 – 27 mm)	24,0 mm
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm	

**Informações Adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de CEFTAZIDIMA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2022.

Araçatuba, 18 de outubro de 2022.

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610