

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CLINDAMICINA DISCO COM 02 ug (CLI 02)

LOTE: 3158CLI FABRICAÇÃO: 10/22 VALIDADE: 10/24

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	26,0 mm	(24 - 30 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	26,0 mm	(23 - 29 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de Clindamicina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 05 de novembro de 2022.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001