

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

OXACILINA DISCO COM 01 ug (OXA 01)

LOTE: 3174OXA FABRICAÇÃO: 01/23 VALIDADE: 01/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	23,0 mm	(18 - 24 mm)
Staphylococcus aureus ATCC 29213	21,0 mm	(19 - 25 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

Informações Adicionais:

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de Oxacilina entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 18 de janeiro de 2023.


Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001