

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA IDENTIFICAÇÃO)

BACITRACINA DISCO COM 0,04UI (BAC 0,04)

LOTE: 3178BACID FABRICAÇÃO: 01/23 VALIDADE: 01/25

TESTE QUALITATIVO

	Valor obtido	Valor Esperado
Streptococcus pyogenes ATCC 19615 - Grupo A	17,0 mm	(10 – 18 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- Informações adicionais:

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de BACITRACINA Identificação entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 28 de janeiro de 2023.



Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001