

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

CEFOTAXIMA                      DISCO COM 5 ug ( CTX 05 )

LOTE: 3185CTXE                      FABRICAÇÃO: 02/23                      VALIDADE: 02/25

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Escherichia coli	ATCC 25922	30,0 mm	( 25 – 31 mm )	28,0 mm
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	31,0 mm	( 28 – 34 mm )	31,0 mm
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm	

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
  - Manter os discos de Cefotaxima em refrigeração entre - 20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2022.

Araçatuba, 22 de fevereiro de 2023.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001