

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ÁCIDO NALIDÍXICO - NAL 30, DISCO COM 30 ug.

LOTE: 3188NAL

FABRICAÇÃO: 02/23

VALIDADE: 02/25

**TESTE QUALITATIVO**

|                             | Valor obtido | Valor Esperado |
|-----------------------------|--------------|----------------|
| Escherichia coli ATCC 25922 | 27,0 mm      | ( 22 – 28 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo    | 1,5 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de Ácido Nalidíxico entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 04 de março de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001