

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

SULFADIAZINA/TRIMETOPRIM (SULFAMETRIM) - DISCO COM 25 ug - SZT 25

LOTE: 3193SZT

FABRICAÇÃO: 03/23

VALIDADE: 03/25

TESTE QUALITATIVO


	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	29,5 mm	(24 – 32 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	31,0 mm	(24 – 32 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de Sulfadiazina/Trimetoprim (Sulfametrim) entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 18 de março de 2023.


Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001