

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

GENTAMICINA      DISCO COM 30 ug      ( GEN 30 )

LOTE: 3194GENE      FABRICAÇÃO: 03/23      VALIDADE: 03/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado	Alvo
Enterococcus faecalis ATCC 29212	17,0 mm	( 12 – 18 mm )	15,0 mm
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm	

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de GENTAMICINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no BrCAST 2022.

Araçatuba, 23 de março de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001