

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

AMPICILINA DISCO COM 2 ug ( AMP 02 )

LOTE: 3202AMPE FABRICAÇÃO: 03/23 VALIDADE: 03/25

**TESTE QUALITATIVO**

		Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus	ATCC 29213	19,0 mm	( 15 – 21 mm )
Enterococcus faecalis	ATCC 29212	20,0 mm	( 15 – 21 mm )
Streptococcus pneumoniae	ATCC 49619	29,0 mm	( 25 – 31 mm )
Homogeneidade: de acordo		1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de AMPICILINA em refrigeração de -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no BrCAST 2022.

Araçatuba, 13 de abril de 2023.

Controle de Qualidade - DME  
Karina de Campos Salles – CRBM 12001