

RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC
(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)

AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÂNICO DISCO COM 30 ug - AMC 30 (20/10)

LOTE: 3211AMC

FABRICAÇÃO: 04/23

VALIDADE: 04/25

TESTE QUALITATIVO

| | Valor obtido | Valor de Referência |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 35,0 mm | 28 - 36 mm |
| Escherichia coli ATCC 25922 | 24,0 mm | 18 - 24 mm |
| Escherichia coli ATCC 35218 | 20,0 mm | 17 - 22 mm |
| Homogeneidade: de acordo | 0,5 mm | ≤ 2,5 mm |

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2028713 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de Amoxicilina/Ácido Clavulânico entre -20°C a -15°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 29 de abril de 2023.

Controle de Qualidade - DME
Karina de Campos Salles – CRBM 12001