

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

COLISTINA                      DISCO COM 10 ug    ( COL 10 )

LOTE: 3213COL                      FABRICAÇÃO: 04/23                      VALIDADE: 04/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Escherichia coli ATCC 25922	16,0 mm	( 11 – 17 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	16,5 mm	( 11 – 17 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

- **Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de COLISTINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 05 de maio de 2023.



Controle de Qualidade - DME

Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610