

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

NITROFURANTOÍNA - DISCO COM 300 ug (NIT 300)

LOTE: 3219NIT FABRICAÇÃO: 05/23 VALIDADE: 05/25

**TESTE QUALITATIVO**

|                                  | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 20,0 mm      | ( 18 – 22 mm ) |
| Escherichia coli ATCC 25922      | 25,0 mm      | ( 20 – 25 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo         | 1,5 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de NITROFURANTOINA entre -20°C a +8°C. Utilizar no máximo em 30 dias após a abertura do frasco. Proteger da luz e umidade.

Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 16 de maio de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610