



**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

AMPICILINA DISCO COM 10 ug (AMP 10)

LOTE: 3220AMP

FABRICAÇÃO: 05/23

VALIDADE: 05/25

**TESTE QUALITATIVO**

|                                  | Valor obtido | Valor Esperado |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 35,0 mm      | ( 27 – 35 mm ) |
| Escherichia coli ATCC 25922      | 21,0 mm      | ( 15 – 22 mm ) |
| Homogeneidade: de acordo         | 1,0 mm       | ≤ 2,5 mm       |

**Informações Adicionais:**

- **Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de AMPICILINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de maio de 2023.

*Tainá Santos*

Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610