

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

ENROFLOXACINA                      DISCO COM 05 ug                      (ENO 05)

LOTE: 3222ENO                      FABRICAÇÃO: 05/23                      VALIDADE: 05/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	30,0 mm	(27 - 31 mm)
Escherichia coli ATCC 25922	35,0 mm	(32 - 40 mm)
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	18,0 mm	(15-19 mm)
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de ENROFLOXACINA entre - 20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Referência CLSI VET 2023.

Araçatuba, 24 de maio de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610