

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

MOXIFLOXACINA DISCO COM 05 µg ( MFX 05 )

LOTE : 3223MFX FABRICAÇÃO: 05/23 VALIDADE: 05/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	( 28 - 35 mm )
Staphylococcus aureus ATCC 29213	31,0 mm	( 25 – 31 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	34,0 mm	( 28 – 35 mm )
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	23,0 mm	( 17 – 25 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

- Meio utilizado: Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
- Manter os discos de MOXIFLOXACINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 24 de maio de 2023.



Controle de Qualidade – DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610