

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

GENTAMICINA                      DISCO COM 120 ug      ( GEN 120 )

LOTE: 3229GENHL              FABRICAÇÃO: 05/23              VALIDADE: 05/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Enterococcus faecalis ATCC 29212	21,0 mm	(16-23 mm)
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**Informações adicionais:**

- Utilizou-se meio Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.
  - Manter os discos de Gentamicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.
- Valores de referência baseados no CLSI.

Araçatuba, 02 de junho de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610