

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

SAL: AMOXICILINA      DISCO COM 10 ug      (AMO 10)

LOTE: 3232AMO      FABRICAÇÃO: 06/23      VALIDADE: 06/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	35,0 mm	( 27 – 35 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	22,0 mm	( 15 – 22 mm )
Homogeneidade: de acordo	0,5 mm	≤ 2,5 mm

**Informações Adicionais:**

**Meio utilizado** - Mueller Hinton Agar – DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.  
Manter os discos de AMOXICILINA entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 15 de junho de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610