

**RELATÓRIO DE ANÁLISE SENSIDISC**  
**(DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA)**

NEOMICINA                                  DISCO COM 30 ug      (NEO 30)

LOTE: 3237NEO                              FABRICAÇÃO: 06/23                          VALIDADE: 06/25

**TESTE QUALITATIVO**

	Valor obtido	Valor Esperado
Staphylococcus aureus ATCC 25923	25,0 mm	( 18 – 26 mm )
Escherichia coli ATCC 25922	22,0 mm	( 17 – 23 mm )
Homogeneidade: de acordo	1,0 mm	≤ 2,5 mm

**- Informações adicionais:**

Utilizou-se meio Muller Hinton Agar - DIFCO, lote 2060506 com validade em 30/06/2024.

Manter os discos de Neomicina entre -20°C a +8°C. Proteger da luz e umidade.

Araçatuba, 23 de junho de 2023.



Controle de Qualidade - DME  
Tainá Roque dos Santos – CRBM 43610